



POK - Abduktions- und Stützpolster

POK ist das Abduktions- und Stützpolster – genial in der Anwendung und ideal zur Unterstützung in der Therapie.

Durch seine anatomisch optimale Formgebung unterstützt POK die Körper- und Beinstellung Schwerstbehinderter bei Bewegungen im Kniestand mit dem Bewegungs- und Therapiegerät MOBI.

Das Polster hat eine taillierte, symmetrisch ausgebildete Form mit konisch zulaufenden, abgerundeten Seiten und Enden. Eine nahtfreie, glatte Oberfläche verhindert das Entstehen von Druck- und Scheuerstellen.

Der Bezug ist hautsympathisch, haltbar und lässt sich leicht reinigen.

Eine spezielle, abnehmbare Bodenplatte sorgt für eine hohe Stand- und Rutschfestigkeit. Zum optimalen Handling sind an beiden Enden ausziehbare Griffschlaufen angebracht. So lässt sich die Position des Keils mit nur einer Hand leicht verändern.

TIPP: Wir empfehlen die Verwendung des Abduktions- und Stützpolsters im Zusammenhang mit dem Betreuungs- und Therapiegerät MOBI. Damit können die Bewegungen im Kniestand in möglichst optimaler Körperhaltung durchgeführt werden.

Material: Kunstlederbezug, Kern aus hochwertigem Schaumstoff

Maße: ca. 80 x 24 x 18 cm (L x B x H)

Farben: Bezug Rot, Bodenplattenbezug Anthrazit

Preis: siehe aktuelle Preisliste

Bestell-Nr. 1222